




# Zenicor VIEW

En webbaserad  
systemlösning för alla  
typer av arytmstuderingar  
– allt i en vy

# Allt i en vy Zenikor View

Zenikor View är en smidig webbaserad systemlösning för alla typer av arytmiutredningar – från snabb rytmkontroll till flera veckor långa arytmiutredningar med kontinuerligt eller intermitterent EKG. Med Zenikor View hanteras olika utrustningar och tolkningstjänster, allt i en vy.

ZENICOR VIEW



**REGION VÄRMLAND** Först ut i Sverige att implementera Zenicors digitala vårdkedja för arytmiutredning med hjälp av funktionen centraliserad tolkning i Zenikor View.

## Ultrasnabb analys

Effektiva tolkningsalgoritmer ger snabb och effektiv analys av både intermitterent och kontinuerligt EKG.<sup>2,3</sup>

## Säkerhetsfokus

Tvåfaktorsautentisering/Entra

Möjlighet att använda patient ID eller lägga in pseudonym

Lokal administratör


Spårbarhet

Kryptering

Enkelt och snabbt att starta ny utredning utan att kompromissa på säkerheten

## Teknisk data

- Medicinteknisk produkt klass IIa
- Certifierat enligt MDR
- Bearbetning och analys av EKG med stöd av algoritmer från Cardiolumd, Bittium samt MedicAlgorithmics



## Smidiga funktioner för en snabb och effektiv utredning

- Med tillvalet centraliserad tolkning CT kan vårdgivare smidigt kopplas samman för att få tillgång till fjärrtolkning, antingen via lokala specialister eller externa experter – allt inom samma plattform.
- Smidiga tolkningsstöd och algoritmer för ultrasnabb analys av EKG data.<sup>2</sup>
- Anpassade inställningar på klinik- och individnivå.
- Lagra obegränsat antal rapporter.

## Alla lösningar i samma vy

Zenicor View möjliggör smidig samverkan mellan olika vårdinsatser, kliniker och individer – allt samlat i ett överskådligt och webbaserat gränssnitt. Med säker åtkomst till patientdata från valfri plats skapas optimala förutsättningar för effektiv och flexibel access till era patienter.



## Våra produkter

Via Zenicor View hanteras alla våra lösningar för arytmiutredningar.

- Med Zenicor One, (tum-EKG), erbjuds enkel diagnos och längre utredningar möjliggörs, (rek. 2-4 veckor).<sup>1</sup>
- Med Zenicor Flex väljer du själv antal kanaler (1-3), kablar eller patch. Upp till 14 dagars kontinuerligt EKG på en laddning.

## Våra tjänster

Zenicor Direct – vår smarta tolknings- och logistik tjänst – hanteras enkelt och sömlöst direkt via Zenicor View. Allt samlat i ett intuitivt system för effektiv EKG-diagnostik från start till svar.

- Stödjer användning i Internet Explorer 11 eller senare versioner, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Google Chrome
- Uppfyller EN 60601-2-25 och -2-47


Zenicor View är CE-märkt som Zenicor-EKG Back-end system, Zenicor One är CE-märkt som Zenicor EKG-2 och Zenicor Flex är CE-märkt som Bittium Faros

# Utvalda publikationer

1. Hendrikx, et.al. Intermittent short ECG recording is more effective than 24-hour Holter ECG in detection of arrhythmias. BMC Cardiovascular Disorders. 2014; 14:41
2. Svennberg, et.al. Safe automatic one-lead electrocardiogram analysis in screening for atrial fibrillation. Europace 2016, Oct 6
3. Johnson, et. al. (2025). Artificial intelligence for direct-to-physician reporting of ambulatory electrocardiography. Nature medicine, 31(3), 925-931.

Komplett lista över referenser  
[www.zenikor.se/forskning](http://www.zenikor.se/forskning)

## Zenikor View, en del av The Zenicor Solution



Zenicor Medical Systems AB  
 Saltmätargatan 8  
 113 59 Stockholm  
[www.zenikor.se](http://www.zenikor.se)  
[info@zenikor.se](mailto:info@zenikor.se)

MM-230SE\_rev03

**Zenicor**  
 MEDICAL SYSTEMS